

安^{あんじゅ} 洋式トイレ用フレーム はねあげ用固定板

取扱説明書

- 正しくお使いいただくために、ご利用前に必ず取扱説明書をお読みください。

この固定板は「洋式トイレ用フレーム S- はねあげ R-2」「洋式トイレ用フレーム SUS- はねあげ R-2」専用です。この製品は、洋式トイレフレームの便器への固定部分に取り付け、便器への簡易固定を行うための製品です。それ以外での目的では使用しないでください。この取扱説明書は、読み終わった後にご使用になられている洋式トイレ用フレームの取扱説明書と一緒にして、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。



絶対にしないこと



以下は、製品が破損したり、転倒やけがの原因になりますので、絶対にしないでください。

固定板を付けた状態で、取り付け可能な便器以外に取り付けないこと

- ・取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

取り付け可能な便器は…裏面へ

製品が破損、または固定板のノブボルトがゆるんでいる時は使用しないこと


- ・けがの原因になります。



※安全上のご注意は、必ずご使用されている製品「S-はねあげ R-2」「SUS-はねあげ R-2」の内容と合わせてご確認ください。


確認しましょう

各部の名称



寸法図

単位：cm



仕様

品 名	洋式トイレ用フレームはねあげ用固定板		
構成部材	部 品 名	材 質	個 数
	固定板本体（ベース板）	ステンレス	1
	押さえ板	ステンレス	1
	保護シート	合成ゴム	3
	ノブナット	樹脂部：ナイロン ねじ部：真鍮	2

廃棄上のご注意

お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

ご使用の前に

右図のような便器にのみ取り付けできます。




組み立てましょう

組み立てかた

片側の便器固定バーへの取付け方法になります。

使用の際は両側の便器固定バーに固定板を取り付けてください。

① ノブナットを緩めます (2 か所)




注意





ノブナットを回すときは
押さえ板とナットのすき間
に指を入れないこと


指がはさまり、
けがをするおそれがあります。




- ② 固定板本体に付いている印 (△) が上方になるように、便器固定バーに押さえ板を通し、約 12cm 差し込んでください。
※差し込み位置は上面図を参照してください。



※押さえ板を通しにくい場合は、押さえ板を一度外してから、差し込み位置に固定板本体を合わせて取り付けてください。



- ③ ノブナットをしめこみ固定します。
(2 か所)




取り付けましょう

便器への取り付けかた

1. 便器固定バーを開く


左右2か所にある便器固定ノブボルトを反時計回りに回し、便器固定バーを最大限に開いてください。



2. 洋式トイレの正面から取り付ける


フレームカバー（センター）が便器に接触するように取り付け、ひじ掛け支柱下部のアジャスターが床に確実に接地していることを確認してください。

- ※がたつきが生じた場合は、アジャスターで調整してください。
- ※フレームを便器に強く押し当てると、フレームカバー（センター）が浮いてしまいます。



3. 便器固定バーを固定する

左右の便器固定ノブボルトを時計回りに回し、便器固定バーが便器を確実に固定するまで左右均等に締め付けてください。



●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎ **0120-86-7735**
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)

製造・発売元



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索